



YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
HASTA TAKİP VE GÖZLEM FORMU

DOKÜMANIN KODU:
YD.FR.05

YAYIN TARİHİ:
18.06.2018

REVİZYON TARİHİ:...

REVİZYON NO:00

SAYFA NO/ SAYISI:
4 / 4

TARİH:

HEMŞİRE GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

08:30-16:30

HEMŞİRE:

İMZA

16:30-08:30

HEMŞİRE:

İMZA

TOPUK KANI:

EVET ☐

HAYIR ☐

HEMŞİRE

İMZA

TARİH

İŞİTME TARAMA:

EVET ☐

HAYIR ☐

HEMŞİRE

İMZA

TARİH

BESLENME ŞEKLİ:

ANNE SÜTÜ ☐

MAMA ☐

DİĞER ☐

HEMŞİRE

İMZA

TARİH



YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
HASTA TAKİP VE GÖZLEM FORMU

DOKÜMANIN KODU: YD.FR.05	YAYIN TARİHİ: 18.06.2018	REVİZYON TARİHİ:...	REVİZYON NO:00	SAYFA NO/ SAYISI: 1 / 4
ADI SOYADI:	KÜVÖZ NO:		ANNE ODASI NO/TEL:	
YATIŞ TARİHİ:	HEMŞİRE 08:30-16:30	16:30-08:30	TARİH/...../.....	Tanı
DOĞUM KİLOSU:			DOĞUM TARİHİ- SAATİ :	
ŞİMDİKİ KİLOSU:			DOĞUM ŞEKLİ	
CİNSİYETİ:	KOL ÇEVRESİ		KAN GRUBU	Doktor adı
ERKEK ☐ KIZ ☐	GÖĞÜS ÇEVRESİ		AİLENİN KAÇINCI ÇOCUĞU	

TEDAVİ PLANI

TEDAVİ PLANI	İLACIN ADI/ DOZU/ VERİLİŞ YOLU/ VERİLİŞ SÜRESİ UYGULAMA ZAMANI VE UYGULAMAYI YAPAN KİŞİ	SAAT	VÜCUT ISISI	NABİZ	SOLUNUM	KAN BASINCI	SPO2%	AKŞ	ANNE SÜTÜ	OG/NG	DİĞER
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									
		8									



YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
HASTA TAKİP VE GÖZLEM FORMU

DOKÜMANIN KODU: YD.FR.05	YAYIN TARİHİ: 18.06.2018	REVİZYON TARİHİ:...	REVİZYON NO:00	SAYFA NO/ SAYISI: 1 / 4
ADI SOYADI:	KÜVÖZ NO:		ANNE ODASI NO/TEL:	
YATIŞ TARİHİ:	HEMŞİRE 08:30-16:30	16:30-08:30	TARİH/...../.....	Tanı
DOĞUM KİLOSU:			DOĞUM TARİHİ- SAATİ :	
ŞİMDİKİ KİLOSU:			DOĞUM ŞEKLİ	
CİNSİYETİ:	KOL ÇEVRESİ		KAN GRUBU	Doktor adı
ERKEK ☐ KIZ ☐	GÖĞÜS ÇEVRESİ		AİLENİN KAÇINCI ÇOCUĞU	

TEDAVİ PLANI

TEDAVİ PLANI	İLACIN ADI/ DOZU/ VERİLİŞ YOLU/ VERİLİŞ SÜRESİ UYGULAMA ZAMANI VE UYGULAMAYI YAPAN KİŞİ	SAAT	VÜCUT ISISI	NABİZ	SOLUNUM	KAN BASINCI	SPO2%	AKŞ	ANNE SÜTÜ	OG/NG	DİĞER
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									
		8									



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

PROXIMITY KART ÖZELLİKLERİ

125 khz Proximity kartların başlıca özellikleri:

- RFID teknolojisiyle uyumlu manyetik proximity kartların **en önemli özelliği kopyalanamaz oluşudur.**
- 10 sene boyunca **data saklayabilme** özelliğine sahip olmalıdır.
- **Proximity kart** üzerine istenilen baskı yapılabilme özelliğine sahip
- Yüksek kalitede ABS'den üretilmiş olması özelliği
- Ambalajlı ve kutulu Herhangi bir kırılma ezilme veya zaman içerisinde erime gibi durumlar yaşanmaması için şeffaf muhafazalı olmalıdır.

D. KABUL VE MUAYENE

1. Cihazın muayene ve kabulü hastanemiz Muayene ve Kabul Komisyonu'na yapılacaktır.
2. Muayene sırasında firma yetkileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

Remziye A. SOY
Bilgi İşlem Sorumlusu

Hasan Can Gül
Bilgi İşlem Sorumlusu

Mustafa TUFENKEİ
Bilgi İşlem Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

13.56MHZ USB RFID KART OKUYUCU GENEL ŞARTLAR

13.56MHZ USB RFID Kart Okuyucu Özellikleri:

- Diyagnostik Güç LED%27i
- Dahili buzzer ile ses çıkışı
- Kolay kullanım, tak ve çalıştır
- Kompakt tasarım

13.56MHZ USB RFID Kart Okuyucu Teknik Özellikler:

- Destek: Tüm 13.56MHZ kartlar / etiketler
- Frekans: 13.56MHZ
- RFID / Proximity kartın ilk 10 basamağını okur
- PC%27ye USB kablo bağlantısı (Tak ve Çalıştır, Windows 2000, 2003, XP, Windows7 için Sürücüsüz)
- İletişim hızı: 106Kbit / s
- Güç: DC 5V (+/- 5%)
- Okuma mesafesi: 5-8cm
- Arayüz: USB (USB%27den güç alır, harici bir güç kaynağı gerektirmez)
- Çalışma sıcaklığı: -10 ~ 70 °C
- Depolama sıcaklığı: -20 ~ +80 °C
- Boyut: (U * G * Y): 9.8x6.3x1cm
- Ağırlık: 70gr, USB Kablosu ile: 90g
- Renk: Siyah
- Malzeme: Sert Plastik

D. KABUL VE MUAYENE

1. Cihazın muayene ve kabulü hastanemiz Muayene ve Kabul Komisyonu'na yapılacaktır.
2. Muayene sırasında firma yetkileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.